

## Fotografietips voor TeleDermatologie

Aan het TeleConsult kunnen vier foto's toegevoegd worden:

**1 overzichtsfoto** en **3 detailfoto's**. Maak meerdere foto's en selecteer de beste.

### Vorbereiding

Let op **BOP**:

- **Belichting**: veel, diffuus licht: buitenlicht, TL-licht
- **Ondergrond**: rustig, mat, contrast met de huid (blauw, groen, evt. wit)
- **Positionering**: object plat tegen ondergrond, fixeer patiënt en camera

### De camera



1. Afdrukknop
2. Cameramodus
3. Aan / uitknop
4. Flitserknop

- **Uit** (overzichtsfoto)



- **Automatisch** (detailfoto)



### Foto's maken

Draai de knop (2) op de AUTO-stand. De camera's zijn van hoge kwaliteit, zodat de automatische stand een goede scherpe detailfoto geeft. Stel de flitser in op de gewenste stand en stel scherp op de huid om een foto te maken.



### Scherpstellen

Druk de afdrukknop (1) half in en wacht totdat de kaders **[groen]** worden.

Indien de camera de melding **AF** geeft, dan is de afstand tot de huid te kort. Neem meer afstand (maximaal 5 cm per keer) en probeer opnieuw scherp te stellen.

### Overzichtsfoto (1x)

- Camera in AUTO-stand
- Flitser uit
- Afstand +/- 50 cm

### Detailfoto (3x)

- Camera in AUTO-stand
- Flitser op Automatisch
- Afstand > 10 cm (zo dicht mogelijk)