

# Handleiding cliënt

## TeleMedicatie Aanreiking

1) Medicatie alarm gaat



+



2) Bevestig alarm door op OK te drukken



3) Zakje wordt automatisch afgegeven en ingesneden



Niet doen:

Trek niet aan het zakje terwijl het uitgegeven wordt



Vervroegd uitnemen:

Druk 5 tellen op de OK knop



# TeleMedicatie Aanreiking

## Handleiding vullen dispenser

*Stap 1:* Open de klep van de dispenser.

*Stap 2:* Mocht er nog een medicatiezakje(s) in de dispenser zitten, verwijder dit zakje(s) uit de dispenser door gebruik te maken van de pijl naar boven (Figuur 1, B). Plaats het resterende zakje(s) in het opvangbakje.

*Stap 3:* Positioneer het eerste zak van nieuwe rol op de juiste manier (Figuur 2, A & B): Schuif het zakje onder het "poortje" en zorg ervoor dat deze mooi vlak ligt. Schuif het zakje door totdat het niet verder kan (loopt tegen een aanslag aan).


*Stap 4:* Laad de nieuwe rol in de dispenser met pijltjes. Als het zakje niet wordt gepakt bij het drukken op de pijltjes, 'help' het zakje door het met vingers in richting van de pijl te duwen (Figuur 2, C).

*Stap 5:* Druk op de Menu knop (Figuur 1, A).




*Stap 6:* In display (Figuur 1, E) verschijnt de boodschap: *Weekschema laden?*

*Stap 7:* Bevestig door op de OK knop te drukken (Figuur 1, D).

**NB:** Als er iets niet duidelijk is, kan ten alle tijden het helpdesk nummer van de dispenser worden gebeld: **09006334363 !!**



Figuur 1: de medicatie dispenser



Figuur 2: Laden van dispenser